

自动倾点和浊点测试仪



型号	美国 PAC Herzog HCP 852 自动倾点和浊点测试仪
仪器指标	<p>高灵敏度 CCD 摄像机和 12 个独立光源检测样品在移动中的微小变化；</p> <p>每隔 3°C，快速、自动测试倾点，直到测试杯水平保持 5 秒而样品表面不流动；</p> <p>每间隔 1°C，浊点自动测试指导有蜡析出；</p> <p>测试结束自动信号控制并加热测试杯底部，便于清洗；</p> <p>浊点报告可以精确到 0.5°C；</p> <p>选用合适的 ASTM 温度计实时数字仿真浴温及样品温度</p>
分析能力	石油产品倾点的测定（自动倾斜法）
相关标准	NB/SH/T 0886-2014 石油产品倾点的测定 自动倾斜法

仪器特色	高精度微处理器自动倾点/浊点分析仪; 提供无与伦比的精度及正确性; 单机操作或网络联机操作; 操作和维护简便
------	---



中科合成油